



## DMT-2500 多管涡旋混匀仪

### 产品简介:

DMT-2500 多管涡旋混匀仪采用直流无刷电机和微电脑控制技术。独特的旋钮操作模式简单易用,通过更换不同的试管固定海绵,能够对各类常用试管进行混匀培养,最多一次可混合处理 96 个样品。适用于生物工艺学,微生物学,各类医疗机构、疾控中心 PCR 实验室、食品检测与分析实验室、各类农林科研院所科研实验室、药物研究所或法医鉴定机构等领域,也适用于多人混检样本的混匀,能提高拭子病毒样本释放率。

### 产品特点:

- ▶ 一键式旋钮操作模式,简单易用;
- ▶ 1min ~ 99h59min 范围内任意设定定时时间;
- ▶ 运行结束后自动发出提示音;
- ▶ 多种海绵试管架可选,用途广泛;
- ▶ 软启动,加速均匀,有效避免样品飞溅;
- ▶ 直流无刷电机驱动,速度精确、长寿命、免保养;
- ▶ 人性化的程序设计,内置点动和定时两种操作模式;
- ▶ 操作面板简洁,微处理器精确控制,LED 实时显示速度和时间;
- ▶ 最多可以一次性混匀 96 只 10 人混病毒采样管样本瓶,让实验高效快捷。

### 技术参数:

转 速	500~2500rpm
振 幅	4mm 水平回转
时间设置	1 ~ 99h59min
脉冲间隙停止定时范围	0-10S
脉冲间隙运行定时范围	1s-99min59s
最大载重	4.5KG
输入功率	70W
外形尺寸 mm	410*276*432
重 量	20KG



### 可选管架:

型号	规格	适用试管规格	管架材质
DMT2500-T10	50x $\varnothing$ 10mm	$\varnothing$ 9~10mm	泡沫
DMT2500-T12	50x $\varnothing$ 12mm	$\varnothing$ 11~13mm	
DMT2500-T15	50x $\varnothing$ 15mm	$\varnothing$ 14~17mm	
DMT2500-T20	50x $\varnothing$ 20mm	$\varnothing$ 18~21mm	
DMT2500-T25	15x $\varnothing$ 25mm	$\varnothing$ 24~27mm	
DMT2500-T29	15x $\varnothing$ 29mm	$\varnothing$ 28~32mm	聚丙烯
DMT2500-T10B	96x10ml	10ml 病毒采样管	
DMT2500-T20B	48x20ml	20ml 病毒采样管	